

Технические характеристики пустых твердых капсул

РАЗМЕРЫ (в миллиметрах)

ТАБЛИЦА 1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР КАПСУЛЫ

Размер капсулы	КОЛПАЧОК (мм)	КОРПУС (мм)
#00	8.49 - 8.61	8.16 - 8.28
#0el	7.61 - 7.73	7.30 - 7.42
#0	7.60 - 7.72	7.28 - 7.40
#1	6.87 - 6.99	6.57 - 6.69
#2	6.31 - 6.43	6.02 - 6.14
#3	5.77 - 5.89	5.50 - 5.62
#4	5.27 - 5.39	5.01 - 5.13
#5	4.85 - 4.97	4.59 - 4.71

РАЗМЕРЫ (в миллиметрах)

ТАБЛИЦА 2		
ДЛИНА ЧАСТЕЙ КАПСУЛЫ		
Размер капсулы	КОЛПАЧОК (мм)	КОРПУС (мм)
#00	11.30 - 12.30	19.70 - 20.70
#0el	11.40 - 12.20	19.90 - 20.70
#0	10.20 - 11.20	18.00 - 19.00
#1	9.30 - 10.30	16.10 - 17.10
#2	8.50 - 9.50	14.70 - 15.70
#3	7.60 - 8.60	13.10 - 14.10
#4	6.70 - 7.70	11.70 - 12.70
#5	5.70 - 6.70	8.80 - 9.80

ТАБЛИЦА 3	
PRELOCK JOINED LENGTH OF EMPTY SHELLS (длина предварительно закрытой капсулы)	
Размер капсулы	Prelock Joined Length (mm)
#00	25.40-26.20
#0el	24.32-25.12
#0	23.20-24.0
#1	20.80-21.60
#2	19.02-20.02
#3	17.30-17.90
#4	15.90-16.50
#5	12.70-13.30

ТАБЛИЦА 4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ КАПСУЛЫ

Размер капсулы	КОЛПАЧОК (мм)	КОРПУС (мм)
#00	0.190 - 0.250	0.180 - 0.240
#0el	0.188 - 0.224	0.182 - 0.218
#0	0.190 - 0.250	0.180 - 0.240
#1	0.180 - 0.240	0.174 - 0.234
#2	0.180 - 0.240	0.174 - 0.234
#3	0.170 - 0.230	0.164 - 0.224
#4	0.164 - 0.224	0.164 - 0.224
#5	0.164 - 0.224	0.164 - 0.224

ТАБЛИЦА 5

ВЕС ПУСТОЙ КАПСУЛЫ (в миллиграммах) и ОБЪЕМ (в кубических сантиметрах)

СРЕДНИЙ ВЕС (отклонение $\pm 5\%$) и ОБЪЕМ (в куб. см)

Размер капсулы	Средний вес (мг) (в среднем 20 капсул, взвешенных вместе)	Объем (CC)
#00	119	0.95
#0e1	104	0.78
#0	96	0.68
#1	76	0.50
#2	63	0.38
#3	50	0.30
#4	40	0.21
#5	28	0.13

