

Дополнительная информация о твёрдых желатиновых капсулах: Coni-Snap®

Необходимый размер капсул выясняется опытным путём в ходе пробной операции капсулирования и зависит от насыпной массы сырья.

Размер капсулы	5	4	3	2	1	0
Средняя вместимость, мл	0.13	0.21	0.30	0.37	0.50	0.68

Размер капсулы													
Размер капсулы	000	00e1	00	0e1	0e1*	0	1e1	1	2e1	2	3	4	5
1. Вес													
Мг.	163	130	118	107	110	96	81	76	66	61	48	38	28
Отклонение, мг	±10	±10	±7	±7	±7	±6	±5	±5	±5	±4	±3	±3	±2
2. Содержимое													
Объём капсулы, мл	1.37	1.02	0.91	0.78	0.78	0.68	0.54	0.50	0.41	0.37	0.30	0.21	0.13
Вес порошка, в зависимости от плотности, мг													
0.6 г/мл	822	612	546	468	468	408	324	300	246	222	180	126	78
0.8 г/мл	1096	816	728	624	624	544	432	400	308	296	240	168	104
1 г/мл	1370	1020	910	780	780	680	540	500	410	370	300	210	130
1.2 г/мл	1644	1224	1092	936	936	816	648	600	492	444	360	252	156
3. Длина частей капсулы (корпус и крышка)													
Корпус, мм	22.20	22.20	20.22	20.19	20.98	18.44	17.7	16.61	16.66	15.27	13.59	12.19	9.30
Отклонение, мм	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046
Крышка, мм	12.95	12.95	11.74	11.68	11.99	10.72	10.49	9.78	9.7	8.94	8.08	7.21	6.2
Отклонение, мм	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.046	±0.040
4. Внешний диаметр													
Корпус, мм	9.55	8.18	8.18	7.34	7.36	7.34	6.63	6.63	6.09	6.07	5.57	5.05	4.68
Крышка, мм	9.91	8.53	8.53	7.65	7.66	7.64	6.91	6.91	6.36	6.35	5.82	5.32	4.91
5. Длина закрытой капсулы													
мм	26.1	25.3	23.3	23.1	24.2	21.7	20.42	19.4	19.3	18.0	15.9	14.3	11.1
Отклонения в мм	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04